

PROCÉDURE COVID JUGES-ARBITRES ET OFFICIELS DE TABLE

KIT SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CHEF DE SALLE



Les juges-arbitres, les officiels de table doivent se munir de **leur sifflet et cartons personnels.**



Les officiels de table portent **le masque en permanence.**

2



L'ensemble des matériels utilisés est **désinfecté avant et après la rencontre (ordinateur, table de marque...)**

3

4

5

Contenu Kit COVID

- 1 Gel Hydro-alcoolique pour désinfection des mains PAR FRICTION
- 2 Sachet de MASQUES CHIRURGICAUX à Usage Unique réservé uniquement en dépannage pour officiels de table
- 3 LINGETTES DÉSINFECTANTES multi-usage pour toutes les surfaces *Ordinateur / Table de marque / Cartons temps-mort / Crayons*
- 4 FILM ÉTIRABLE pour protéger le clavier d'ordinateur
- 5 SPRAY NETTOYANT MULTI-SURFACES «STARWAX» réservé aux les sifflets de dépannage & MOUCHOIRS à usage unique :
 - Désinfectez-vous les mains pour ouvrir la boîte de sifflets et prenez 1 sifflet
 - Posez le sifflet sur un mouchoir (présent dans le kit), pulvériser de façon abondante le sifflet avec le spray «STARWAX» intérieur et extérieur. Il doit être bien humide.
 - Laissez au contact pendant 5 min
 - RINCEZ à l'eau
 - Si besoin, séchez avec un mouchoir (kit)

**Cette opération est à renouveler à chaque usage du sifflet avant de le remettre dans la boîte.
Peut être faite avant l'usage du sifflet par précaution.**



**HANDBALL
AVRILLÉ**

Recommandation du
GUIDE DE REPRISE FFHANDBALL
24/09/20